

Kinder-
Reha

TOSCH

INGA

Bade- und Duschieliege



Die Bade- und Duschielie INGA wird in 4 Größen angeboten. Ein verstellbares Kopfführungspolster, ein verstellbares Rumpfführungspolster, eine Sitzhose aus Neopren und ein zusätzlicher Sicherheitsgurt bilden das Zubehör.

- Die Bade- und Duschielie stützt das Kind in der Badewanne oder in der Dusche.
- Die Hände der Pflegeperson bleiben frei.
- Die Höhenverstellung schont den Rücken der Pflegeperson beim Transfer und beim Waschen.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und Kunststoffgelenken und ist so bestens für den Einsatz im Wasser geeignet.
- Das Unterteil ist so konstruiert, dass es auch in Duschbecken und kleineren Wannen eingesetzt werden kann.
- Die vierfach geteilte Liegefläche und das abklappbare Kopfteil (erleichtert das Haarewaschen) machen die Badeliege zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.

HMV – Nummer 04.40.04.1007



INGA mit Zubehör



Verstellbares neues Kopfführungspolster



Verstellbare neue Rumpfführungspolster



Ausführung in pink



Sitzhose aus Neopren



Zusätzlicher Sicherheitsgurt

	Inga Gr. 0	Inga Gr. 1	Inga Gr. 2	Inga Gr. 3
max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	60 Kg
Sitztiefe	25 cm	30 cm	35 cm	36 cm
Rückenhöhe	45 cm	54 cm	60 cm	82 cm
Liegehöhe von / bis	10 / 28 cm	10 / 28 cm	12 / 37 cm	12 / 37 cm
Breite gesamt	41 cm	41 cm	47 cm	47 cm
Fußbreite	32 cm	32 cm	40 cm	40 cm
Länge gesamt	95 cm	110 cm	125 cm	140 cm
Eigengewicht		2,5 Kg	2,8 Kg	3,2 Kg
Unterschenkellänge	30 cm	30 cm	35 cm	36 cm