

Kinder-
Reha

TOSCH

INGA SITZ

Faltbarer Badesitz



"INGA SITZ", der stabile, leichte und extrem flach faltbare Badesitz.

- Inga Sitz wird in zwei Größen angeboten.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und dreifach Kunststoffgelenken. Er ist so bestens für den Einsatz im Wasser und Draußen geeignet.
- Das Dreifachgelenk ermöglicht vielfältige Einstellpositionen und macht den Badesitz zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.
- Inga Sitz lässt sich extrem flach zusammenlegen und ist sehr leicht, also ein guter Reisebegleiter.
- Der Sitzbezug ist, dank der Spanngurte, verstellbar.

HMV – Nummer 04.40.04.1xxx



	Inga Sitz Gr. 0	Inga Sitz Gr. 1
max. Belastung	30 Kg	30 Kg
Sitztiefe	30 cm	30 cm
Rückenhöhe	46 cm	60 cm
Breite gesamt	44 cm	44 cm
Länge gesamt	81 cm	96 cm
Eigengewicht	2,4 Kg	2,6 Kg