

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Zimmeruntergestell LASSE





LASSE ist ein Zimmeruntergestell mit allen erforderlichen Grundfunktionen. Bedienerfreundlich, lässt sich der Sitzwinkel über eine Gasdruckfeder verstellen. Die Sitzhöhe kann über eine Gassäule angepasst werden. Jede handelsübliche Sitzschale ist adaptierbar.

- LASSE ist in zwei Größen erhältlich, wobei sich Größe 1 und 2 nur sich in Breite und Länge, der Gewichtsbelastung und bei den Adaptern unterscheiden.
- Die Sitzhöhe lässt sich über eine Gassäule verstellen.
- Der Sitzwinkel wird über eine Gasdruckfeder eingestellt.
- Als Zubehör sind 2 Varianten von Schiebegriffen, sowie eine höhen-, kniewinkel- und tiefenverstellbare Fußbank erhältlich.
- Zur Adaption von Sitzschalen werden Trapezadapter in zwei Größen angeboten





| | Maße | |
|----------------|-------------|-------------|
| | LASSE Gr. 1 | LASSE Gr. 2 |
| max. Belastung | 50 Kg | 70 Kg |
| Sitzwinkel | 40° | 40° |
| Breite gesamt | 46 cm | 50 cm |
| Länge gesamt | 66,5 cm | 70 cm |
| Sitzhöhe | 41 - 55 cm | 41/55 cm |
| Eigengewicht | 7,9 kg | 8,9 kg |

| Modell | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| LASSE Gr. 1 | LASSE Gr. 2 |
| Preis / Stück | Preis / Stück |
| Art.-Nr. 01.01.001 | Art.-Nr. 02.01.001 |
| <input type="checkbox"/> 638,00 € | <input type="checkbox"/> 662,00 € |

| Farben | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> Wunschfarbe |
| <input type="checkbox"/> RAL 5013 Kobald Blau | <input type="checkbox"/> RAL 9006 Weißaluminium | <input type="checkbox"/> RAL 9005 Schwarz | <input type="checkbox"/> Anthrazit | |

| Schiebegriff Gr.1 | Schiebegriff m. Winkelverstellung | Trapezadapter |
|--|--|--|
|  | |  |
| Art.-Nr. 01.03.001 <input type="checkbox"/> 145,00 € | Art.-Nr. 01.04.001 <input type="checkbox"/> 190,00 € | Art.-Nr. 70.01.001 <input type="checkbox"/> 243,00 € |

| Trapezadapter-Oberteil | Auslösehebel | Fernauslösung |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Art.-Nr. 70.02.001 <input type="checkbox"/> 105,00 € | Art.-Nr. 01.10.001 <input type="checkbox"/> 00,00 € | Art.-Nr. 01.11.001 <input type="checkbox"/> 25,00 € |

| Auslösehebel an Sitzschale | Fußbank | Laufrollen |
|---|---|---|
| |  |  |
| Art.-Nr. 01.12.001 <input type="checkbox"/> 45,00 € | Art.-Nr. 01.02.001 <input type="checkbox"/> 205,00 € | Art.-Nr. 80.01.001 75 mm <input type="checkbox"/> 00,00 € |
| | | Art.-Nr. 80.02.001 100 mm <input type="checkbox"/> 51,00 € (Satz) |
| | | Art.-Nr. 80.03.001 125 mm <input type="checkbox"/> 82,00 € (Satz) |