

LASSE

Zimmeruntergestell



LASSE ist ein Zimmeruntergestell mit allen erforderlichen Grundfunktionen. Bedienerfreundlich, lässt sich der Sitzwinkel über eine Gasdruckfeder verstellen. Die Sitzhöhe kann über eine Gassäule angepasst werden. Jede handelsübliche Sitzschale ist adaptierbar"

- LASSE ist in zwei Größen erhältlich, wobei sich Größe 1 und 2 nur sich in Breite und Länge, der Gewichtsbelastung und bei den Adaptern unterscheiden.
- Die Sitzhöhe lässt sich über eine Gassäule verstellen.
- Der Sitzwinkel wird über eine Gasdruckfeder eingestellt.
- Als Zubehör sind 2 Varianten von Schiebegriffen sowie eine höhen-, kniewinkel- und tiefenverstellbare Fußbank erhältlich.
- Zur Adaption von Sitzschalen werden Trapezadapter in zwei Größen angeboten.

HMV. Nr. 26.99.01.0025



LASSE Standardausführung



LASSE mit Zubehör

	Maße	
	LASSE Gr. 1	LASSE Gr. 2
max. Belastung	50 Kg	70 Kg
Sitzwinkel	40°	40°
Breite gesamt	46 cm	50 cm
Länge gesamt	66,5 cm	70 cm
Sitzhöhe	41 - 55 cm	41/55 cm
Eigengewicht	7,9 kg	8,9 kg