

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission


Badeliegenuntergestell LISA

- Kann verschiedene Badeliegensysteme aufnehmen.
- Die Aufnahmen lassen sich in der Weite und in der Höhe stufenlos verstellen und lassen so fast jede Positionierung zu.
- Ausgestattet mit vier Doppelaufbremsrädern.
- Das Untergestell ist komplett aus Edelstahl gefertigt.
- Platzsparende Version mit hochklappbaren Beinen.

HMV. Nr. HMV Nr.: 04.40.04.1007



Modell			
LISA		LISA Beine hochklappbar	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 12.01.001	<input type="checkbox"/>	745,00 €	Art.-Nr. 14.01.001 <input type="checkbox"/>
			990,00 €

Laufrollen		
100 mm		
		
Art.-Nr. 80.05.001	<input type="checkbox"/>	0,00 €

Länge gesamt	100 cm
Breite gesamt	48 cm
Liegehöhe von / bis (von Liegefußaufnahme)	48 / 65 cm
Eigengewicht	12 Kg
max. Belastung	80 Kg
Doppelaufrollen gebremst	100 mm