

# LISA

## Badeliegenuntergestell



**Das Badeliegenuntergestell LISA kann verschiedene Badeliegensysteme aufnehmen. Neben dem Grundmodell steht eine Ausführung mit hochklappbaren Beinen zur Auswahl.**

- Die Aufnahmen lassen sich in der Weite und in der Höhe stufenlos verstellen und lassen so fast jede Positionierung zu.
- Lisa ist mit vier Doppellaufbremsrädern ausgestattet.
- Das Untergestell ist komplett aus Edelstahl gefertigt.
- Platzsparende Version mit hochklappbaren Beinen.

HMV – Nummer 04.40.04.1007



LISA Badeliegenuntergestell



LISA mit Badeliege INGA



Ausführung mit hochklappbaren Beinen

Länge gesamt	100 cm
Breite gesamt	48 cm
Liegehöhe von / bis (von Liegefußaufnahme)	48 / 65 cm
Eigengewicht	12 Kg
max. Belastung	80 Kg
Doppellaufrollen gebremst	100 mm