

Kinder-
Reha

TOSCH

OLE

Therapiestuhl



OLE ist ein vielseitiger und mitwachsender Therapiestuhl für den Einsatz Zuhause, im Kindergarten und in der Schule.

Es ist konstruiert worden für Kinder und Jugendliche, die Korrekturhilfen benötigen, zwischendurch aber freies Sitzen üben sollen.

- Ole wird in vier Größen angeboten.
- Das Grundmodell besteht aus dem Untergestell mit Polstern und Bezügen, einem Schiebegriff, Armlehnen, einer Fußbank und vier Lenkrollen, davon zwei mit Totalstoppfunktion.
- Der Therapiestuhl ohne Sitz- und Rückenfläche ist für die Ausstattung mit einem anatomischen Sitz und Rücken geeignet.
- Sitzbreite, Sitztiefe, Rückenhöhe und Fußbankposition lassen sich bei Wachstum schnell und problemlos anpassen.
- Die Höhenverstellung erfolgt über eine Gassäule. Fußbank, Sitzneigung, Rückenwinkel und Armlehnen lassen sich mechanisch verstellen.
- Das Fahrgestell ist ausziehbar und garantiert so bei extremer Kantelung die Standfestigkeit.
- Für Ole wird ein breites Spektrum an zusätzlichen Stütz- und Fixierhilfen angeboten

HMV – Nummer 26.11.05.1015



Höhenverstellung über Gassäule

	Ole Gr. 0	Ole Gr. 1	Ole Gr. 2	Ole Gr. 3
Sitztiefe	12-18 cm	17-28 cm	26-38 cm	36-48 cm
Sitzbreite	18-26 cm	18-26 cm	24-34 cm	32-42 cm
Max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	70 Kg
Sitzwinkel	-8° / +40°	-8° / +40°	-8° / +40°	-8° / +40°
Rückenhöhe	25 - 30 cm	30 u. 36 cm	35 u. 41 cm	45 u. 53 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm	45 - 55 cm	45 - 55 cm	45 - 55 cm