

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

## Therapiestuhl OLE SPORT











Modell			
OLE SPORT Gr. 0	OLE SPORT Gr. 1	OLE SPORT Gr. 2	OLE SPORT Gr. 3
Art.-Nr. 26.02.001 <input type="checkbox"/> 2100,00 €	Art.-Nr. 23.02.001 <input type="checkbox"/> 2100,00 €	Art.-Nr. 24.02.001 <input type="checkbox"/> 2310,00 €	Art.-Nr. 25.02.001 <input type="checkbox"/> 2415,00 €
Rücken kurz (240mm) <input type="checkbox"/>	Rücken kurz (300mm) <input type="checkbox"/>	Rücken kurz (350mm) <input type="checkbox"/>	Rücken kurz (450mm) <input type="checkbox"/>
Rücken lang (300mm) <input type="checkbox"/>	Rücken lang (360mm) <input type="checkbox"/>	Rücken lang (410mm) <input type="checkbox"/>	Rücken lang (530mm) <input type="checkbox"/>





	OLE SPORT Gr. 0	OLE SPORT Gr. 1	OLE SPORT Gr. 2	OLE SPORT Gr. 3
Max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	70 Kg
Sitzwinkel	+30°	+30°	+30°	+30°
Breite gesamt	55 cm	55 cm	65 cm	
Länge gesamt	63 cm	63 cm	68 cm	68 cm
Sitzhöhe	27 - 59 cm	27 - 59 cm	32 - 62 cm	32- 62 cm
Sitztiefe	12 - 18 cm	17 - 28 cm	26 - 38 cm	36 - 48 cm
Sitzbreite	18 - 26 cm	18 - 26 cm	24 - 34 cm	32 - 42 cm
Rückenhöhe	25 - 30 cm	45 - 55 cm	45 - 55 cm	45 - 55 cm

<b>Kopfstütze</b>	<b>Kopfstütze</b>	<b>Thoraxpelotten</b>
		
Art.-Nr. 20.02.001 <input type="checkbox"/> 188,00 €	Art.-Nr. 29.05.000 <input type="checkbox"/> 210,00 €	Art.-Nr. 20.03.001 <input type="checkbox"/> 95,00 €

<b>Hüftpoletten</b>	<b>Farben</b>	<b>Kniestützpulster</b>	<b>A-Keil vorsteckbar</b>
			
Art.-Nr. 20.04.001 <input type="checkbox"/> 145,00 €	<input type="checkbox"/> Kobalt Blau <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Wunschfarbe	Art.-Nr. 20.05.001 <input type="checkbox"/> 175,00 €	Art.-Nr. 20.05.001 <input type="checkbox"/> 110,00 €

<b>Therapietisch Gr. 1</b>	<b>Therapietisch Gr. 2</b>	<b>Doppellaufrolle 75 mm</b>	<b>Doppellaufrolle 100 mm</b>
			
Art.-Nr. 20.07.001 <input type="checkbox"/> 215,50 €	Art.-Nr. 21.07.001 <input type="checkbox"/> 215,50 €	Art.-Nr. 80.01.001 <input type="checkbox"/> 00,00 €	Art.-Nr. 80.02.001 <input type="checkbox"/> 51,00 € (Satz)

<b>Laufrolle 125 mm</b>	<b>Brustschultergurt (Gr. 1 - Gr. 4)</b>	<b>Sitzhose</b>	<b>Straßenumbausatz (Gr. 0 - Gr. 3)</b>
			
Art.-Nr. 80.03.001 <input type="checkbox"/> 82,00 € (Satz)	Art.-Nr. 70.21.000 <input type="checkbox"/> 150,00 €	Art.-Nr. 70.20.001 <input type="checkbox"/> 125,00 €	Art.-Nr. 03.03.001 <input type="checkbox"/> 710,00 €

<b>Fußgurt Umlenkrolle/Klett</b>	<b>Fußmanschette (Gr. 1 - Gr. 3)</b>	<b>Brustgurt</b>	<b>4-Punkt Beckengurt</b>
			
Art.-Nr. 70.41.000 <input type="checkbox"/> 30,00 € (Paar)	Art.-Nr. 70.02.00 <input type="checkbox"/> 250,00 € (Paar)	Art.-Nr. 70.67.000 <input type="checkbox"/> 95,00 €	Art.-Nr. 70.66.000 <input type="checkbox"/> 125,00 €