

Kinder-
Reha

TOSCH

OLE SPORT

Therapiestuhl



OLE SPORT ist ein vielseitiger und mitwachsender Therapiestuhl für den Einsatz Zuhause, im Kindergarten und in der Schule. Es ist konstruiert worden für Kinder und Jugendliche, die Korrekturhilfen benötigen, zwischendurch aber freies Sitzen üben sollen.

- fest verschraubte Sitz- Untergestelleinheit incl. Fußbank
 - Sitzwinkel und Sitzhöhe über Gasdruckfeder verstellbar
 - Doppelaufrolle 75 mm, zwei mit Totalstopp
 - Gr.2 und Gr.3 mit zwei Gasdruckfedern
- OLE SPORT ist ein mitwachsender Therapiestuhl und wird in vier Größen angeboten.
 - Die Größe eins ist für den Einsatz in der Frühförderung und im Kindergarten geeignet.
 - Größe zwei und drei kann aufgrund der Stabilität des Untergestells und der Einstellmöglichkeiten der Sitzeinheit von der Grundschule bis zum Jugendalter verwendet werden.
 - Die Höhenverstellung erfolgt mittels einer Gasdruckfeder (bei Größe zwei sind es 2) und reicht von der Kindergartentischhöhe bis zur normalen Tisch- und Waschbeckenhöhe.
 - Die Sitzneigung lässt sich mit Unterstützung durch eine Gasdruckfeder einfach und schnell verstellen.
 - Sitztiefe, Sitzbreite, Rückenhöhe und Fußbankposition lassen sich bei Wachstum schnell und problemlos anpassen.



	Ole Sport Gr. 0	Ole Sport Gr. 1	Ole Sport Gr. 2	Ole Sport Gr. 3
Max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	70 Kg
Sitzwinkel	+30°	+30°	+30°	+30°
Breite gesamt	55 cm	55 cm	65 cm	
Länge gesamt	63 cm	63 cm	68 cm	68 cm
Sitzhöhe	27 - 59 cm	27 - 59 cm	32 - 62 cm	32- 62 cm
Sitztiefe	12 - 18 cm	17 - 28 cm	26 - 38 cm	36 - 48 cm
Sitzbreite	18 - 26 cm	18 - 26 cm	24 - 34 cm	32 - 42 cm
Rückenhöhe	25 - 30 cm	45 - 55 cm	45 - 55 cm	45 - 55 cm