

BOSSE

Zimmeruntergestell

Crashgetestet nach ISO 7176-19



Das Zimmeruntergestell **BOSSE** ist in 3 Größen erhältlich. Es ist ein wendiges und universelles Zimmeruntergestell. Ein höhen- und winkelverstellbarer Schiebegriff, ein Trapezadapter, eine Fußbank und verschiedene Laufrollen bilden das Zubehör.

- Mit dem Straßenumbausatz auch für den Außenbereich geeignet.
- Sitzhöhenverstellung von der Spielebene bis zur Tischhöhe.
- Sitzkantelung und Höhenverstellung stufenlos über eine Gasdruckfeder.
- Kippsicher konstruiert mit großer Beinfreiheit im Radbereich.
- Leicht transportierbar.

Crashgetestet nach ISO 7176-19

HMV. Nr. 26.99.01.0026



BOSSE Zimmeruntergestell



BOSSE mit Straßenumbausatz und Schiebegriff

Grundmodell - Maße			
	BOSSE Gr. 0	BOSSE Gr. 1	BOSSE Gr. 2
max. Belastung	30 Kg	50 Kg	70 Kg
Eigengewicht	8 Kg	10 Kg	12 Kg
Höhe Sitzschalenaufnahme	18 / 55 cm	18 / 55 cm	18 / 55 cm
Sitzwinkel	+30°	+30°	+30°
Breite gesamt	48 cm	56 cm	62 cm
Länge gesamt	59 cm	62 cm	67 cm